# 義大醫療 醫學檢驗部/檢驗科 公告 (2022年8月)

依據 2022 年 8 月部務中心會議決議公告之。

公告院區:■義大醫院 ■癌治療醫院 ■大昌醫院

### 一、新增檢驗項目:新生兒篩檢(>30 天或父母外籍)

說明:新生兒篩檢依據政府補助族群不同,故新增無補助族群之檢驗項目,適用 於新生兒出生超過30天或父母親皆為外籍人士,與原本接受補助族群做 區分,開單畫面如下。

檢驗閱單作業		_			x	
檢驗套餐			0天或父母外籍),健保價:0,自	費價:900,報告時效21天		
精準醫療檢驗			項目底色反黃色表示為外送項目			
血液檢驗		新生兒篩檢(>30天或父母外	篇) ? 外送:國立台灣大學			
緊急血液	Ш					
血液特殊檢驗		Mg	Na Na	OGTT 50g	_	
常規尿液檢驗		OGTT(100g 婦產科)	OGTT(75g)	OGTT(75g)妊娠糖尿病-僅供產		
常規糞便檢驗		OGTT(75g, 2 points)	Osmolality Osmolality	D 11(7)8/X1XIX NA		
一般體液檢驗		Total Cholesterol	Total protein	Triglyceride		
緊急鏡檢			Uric acid	VTT-B12	free Ca	
緊急生化		前降鈣素原(PCT)	新生兒自費篩檢	新生兒自費篩檢(低收入戶)		
生化(一般)		新生兒篩檢	新生兒篩檢(>30天或父母外籍)	新生兒篩檢(原住民或低收入戶		
生化(心血管疾標記)		新生兒篩檢(複檢)	NATIONAL SANGE OF THE PROPERTY	BI TO SEE BOOK TO SEE STATE OF SEE		
	▼				₹	

# 二、異動檢驗項目 Haptoglobin 試劑廠牌

說明:檢驗項目「Haptoglobin」因原試劑品質較不穩定,所以變更試劑,自7月28 日起改使用 Abbott 廠牌試劑。參考值異動如下表,其他檢驗方法學、檢驗時 效皆不變,異動內容如下:

檢驗代碼	檢驗項目	內容	變更前		變更後	
	Haptoglobin	試劑廠牌	Innochem	Abbott		
		參考值	32-205 mg/dL	年齢層	男	女
L1204601				0-1 歲	0~300	0~235
					mg/dL	mg/dL
				1-12 歲	3~270	11~220
					mg/dl	mg/dL
				12-60 歲	14~258	35~250
					mg/dL	mg/dL
				>60 歲	40~268	63~273
					mg/dL	mg/dL

### 三、檢驗項目 Anti-HCV 變更試劑配方

說明:檢驗項目「Anti-HCV」(檢驗代碼 L1405101)原廠試劑廠商為增加試劑品質穩定性,因此變更試劑配方,預計自8月8日起啟用新配方試劑,檢驗方法、 檢驗試劑廠牌、檢驗儀器、檢驗時效與參考值皆不變。

#### 四、異動檢驗項目 Cryptococcus Ag 試劑廠牌

說明:檢驗項目「Cryptococcus Ag」因原試劑廠牌停止進口,故需變更試劑,自8月19日起改使用新廠牌試劑。異動內容為藍字如下:

檢驗項目	Cryptococcus Ag CSF-Cryptococcus Ag	院內醫令碼	L1206901 L1206902
中文名稱	新型隱球菌	健保代碼	12069B
適用檢體別	血清/ CSF	支付點數	360
建議採檢容器	SST 管(serum separator tubes)/ 15 mL 無菌離心管		免疫層析檢驗
檢體採集量	3 mL	檢驗操作方法	法
送檢方式	人工傳送 / 氣送		
收檢時間	24 小時	参考值(單位)	Negative
報告時效	5 天	採檢容器料號	M3110015
操作組別/分機	特殊檢驗組 / 2861	女从供补亩石	
檢驗操作時間	星期二、五	其他備註事項	
採檢應注意事項	<ul><li>同院區傳送條件:採檢後 4 小時內室溫傳送至實驗室</li><li>不同院區傳送條件:分離之檢體於採檢後 24 小時內以 2~8℃傳送至實驗室</li></ul>		

#### 臨床意義與用途:

利用快速免疫層析檢驗法檢測人類血清和腦脊髓液 (CSF) 中的隱球菌 (包含新型 隱球菌[Cryptococcus neoformans] 和格特隱球菌 [Cryptococcus gattii])之莢膜多醣抗原。

Cryptococcus neoformans 可能經由吸入受污染之鳥糞,是重要的伺機性病原體,通常與腦膜、肺臟和皮膚感染發炎有關,在免疫功能不佳的病人如 AIDS 或 Hodgkin's disease,較易受其感染。新型隱球菌腦膜炎 (Cryptococcus Neoformans meningitis, CNM) 是中樞神經系統最常見的真菌感染。美國隱球菌腦膜炎在愛滋病 (AIDS) 患者中的盛行率約為 5% 至 10%,在某些發展中國家的發生率更高。利用測定血清、脊髓液中 Cryptococcus neoformans 的莢膜多醣體抗原(capsular polysaccharide antigen)可協助 CNM 的診斷。

- 陽性結果顯示檢體中存在隱球菌抗原,但這並非隱球菌感染的診斷標準。需要重複 檢測和進行確認試驗才能確診。
- 此測定法具有偵測極限 (LOD)。陰性結果不能用於排除隱球菌感染

來源資料: Dynamiker Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay 試劑說明書。

### 五、檢驗項目「雙親帶因羊水 SMA」變更委外代檢機構

說明:院內檢驗項目「SMA」自 7/1 起收回醫學檢驗部自行操作,原「雙親帶因 羊水 SMA」係委託慧智基因代檢,即日起轉由國健署指定機構柯滄銘婦 產科診所代檢,開單畫面如下。

器官移植檢驗		雙親帶因者主	产水SMA,健保價:0,自費價:1	
染色體檢驗單		點選右鍵即可查詢單價 檢驗項	目底色反 <u>黄色表示為外送項目</u> 	
基因檢驗單			·····································	料診所
核醫一般				
核醫尿液		NIFTY異常羊水染色體		羊水染色體檢查(高齡產婦&低
核醫特殊		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	半水果	羊水異常流產物染色體
專案計畫		1 4 311 COME (MILE) 10		染色體檢查, 骨髓
功能性醫學檢驗			雙親帶因者羊水SMA	A CONTRACTOR OF THE
新冠病毒檢驗單				
細胞治療檢驗單				
預留檢體檢驗單				
EUROFLOW檢驗單	Ш			
	▼			
常用處方 首筆 上	筆	下筆 末筆 共3筆 取消	存檔 離開 列印	找尋項目 查詢明細
117,102,7	-		T期,可點器"耙焼日期"	簽收查詢 檢體動態

# 公告院區:□義大醫院 □癌治療醫院 ■大昌醫院

## 六、8/1 起第二台生化與免疫機啟用

說明:檢驗科為提供24小時不間斷的檢驗服務,避免儀器故障、保養時,因儀器無 法進行操作而造成檢驗延宕,故新增第二台生化與免疫機,8月1日起啟用第 二台機器參與檢驗分析。