


舒沛噴® 吸入器使用說明

裝填藥罐



1 | 按住安全扣並拔下透明底座。



2 | 拿出藥罐，藥罐窄端開口對著吸入器，將藥罐完全推入吸入器，直到出現「卡嗒」聲。藥罐一旦插入吸入器後，不可再取出。



3 | 裝上透明底座。請勿再將透明底座取下。



SPIRIVA®
(tiotropium)

STRIVERDI®
(olodaterol)



其他注意事項:

1. 第一次裝填好藥瓶時，請試噴三次，看到有煙霧再開始使用。
2. 每個吸入器內含一個月的藥量，當指針進入紅色區域時，大約還剩七天的藥量。一旦指針到達紅色區域刻度的頂端，表示所有藥量全部用完。

吸入方式



1 轉 | 每次轉動前，一定要蓋緊蓋子。
每天使用時，請左手扶著舒沛噴吸入器，右手像扭毛巾的方式往右轉半圈，聽到「卡嗒」一聲。



2 開 | 蓋子從側邊打開。



3 吸 | 請嘴巴含著吸入器，黑色給藥按鈕壓一下，同時用嘴巴慢慢吸氣吸飽，閉氣5秒鐘，然後鼻子慢慢吐氣。

這樣完成一次的劑量，請記得將蓋子蓋上後，**同樣的動作再做一次**

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
每日用藥記錄	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

持續治療非常重要，請每月回醫院拿取新的 Respimat 吸入器

STRIVERDI®
RESPIMAT®
Olodaterol



Reference: 產品仿單



SPIRIVA®
RESPIMAT®
tiotropium