

義大醫療 醫學檢驗部/檢驗科 公告 (2025 年 6 月)

依據 2025 年 6 月部務中心會議決議公告之。

公告院區：■義大醫院 ■癌治療醫院 ■大昌醫院

一、變更 1.8 c.c 藍頭管採檢管供應商

說明：因院方更換藍頭採檢管(1.8C.C)供應商，原採檢管 VACUEDTTE，變更為 IMPROVACUTER®，將於 2025.06.16 啟用新廠牌採檢管，其適用檢體類別、送/收檢方式、檢驗時效、參考值及採檢量皆不變。

二、變更檢驗項目「Benzodiazepine」試劑配方

說明：增加 Benzodiazepine 試劑穩定性，依原廠建議在試劑添加消泡劑，將於 2025.06.16 起啟用新配方試劑，其試劑廠牌、檢驗操作方法、適用檢體類別、送/收檢方式、檢驗時效與生物參考區間皆不變。

三、變更檢驗項目「HBsAg(定量)」健保碼

說明：依健保 5 月最新規範，檢驗項目「HBsAg(定量)」變更健保碼與檢驗代碼。

	檢驗項目名稱	檢驗代碼	健保代碼	健保點數
異動前	HBsAg(定量)	L1403203	14032C	160
異動後		L1408601	14086C	475

四、變更檢驗項目「CA-125」備註

說明：CA-125 在月經週期數值會升高，為提醒病人不要在月經週期採檢，避免報告受干擾，新增檢驗衛教單與採檢條碼備註，即日啟用。

	檢驗項目名稱	檢驗衛教單/採檢條碼備註
異動前	CA-125	無
異動後		避免月經週期採檢

五、異動檢驗項目「PHI (Prostate health index)」健保碼

說明：依據衛福部中央健康保險署公告，自 2025.05.01 起檢驗項目 PHI (Prostate health index)健保碼變更為 12218C，故變更本醫療體系檢驗項目 PHI 批價碼，健保點數無異動，細項如下，並同步公告 PHI 參考值內容。

	檢驗項目名稱	院內醫令碼	批價金額
異動前	PHI (Prostate health index)	L2708401	健保點數: 2406 點
異動後		L1221801	健保點數: 2406 點

項目	參考值與說明
Prostate health index ; PHI	≤ 35 攝護腺癌可能性: PHI <25 : 5% ; PHI 25~35 : 7.5% ; PHI 35~55 : 26% ; PHI >55 : 44%

六、新增「Serum Iron & TIBC」之「TSAT」報告子項

說明：因應血腫科之臨床需求，Serum Iron & TIBC 之報告結果，新增 TSAT 的計算報告， $TSAT (\%) = \text{Serum Fe} / \text{TIBC} (\%)$ ，於 2025 年 6 月 6 日啟用。

	檢驗項目名稱	報告子項	生物參考區間
異動前	Serum Iron & TIBC	Fe	M : 65 - 175 / F : 50 - 170 ug/dL
		TIBC	250 - 425 ug/dL
異動後	Serum Iron & TIBC	Fe	不變
		TIBC	不變
		TSAT	16~45%

七、更正檢驗項目「Testosterone」的報告名稱之英文拼字

說明：因檢驗項目「Testosterone」在報告系統英文拼字有缺字，於 2025 年 6 月 3 日更正拼字。

	檢驗項目名稱
異動前	Testosteron
異動後	Testosterone

八、停止檢驗項目「肺癌監控癌症基因檢測」服務

說明：因應「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器管理辦法」之規範，自行研發之檢驗方法須經認證核可。惟因「肺癌監控癌症基因檢測(LNT75294)」檢驗量偏低，相關認證成本高，故實驗室將自 2025 年 6 月起停止提供該項檢驗服務。

公告院區：☐義大醫院 ☒癌治療醫院 ☐大昌醫院

九、回收血凝項目 Mixing PT、Mixing APTT

說明：因應業務發展需求，項目 Mixing PT 及 Mixing APTT 原委託義大醫院操作，預計自 2025.07.01 起回收義大癌治療醫院-檢驗科自行檢驗，變更收檢時間為星期一至星期五 08：00-15：00，其他如：試劑廠牌、檢驗操作方法、適用檢體類別、檢驗時效與生物參考區間皆不變。

公告院區：☐義大醫院 ☐癌治療醫院 ☒大昌醫院

十、回收血凝項目 Fibrinogen

說明：因應臨床醫師緊急治療與診斷的需求，項目 Fibrinogen 原委託義大醫院操作，預計自 2025.06.01 起回收義大大昌醫院-檢驗科自行檢驗，檢驗時效變更如下，詳見醫檢部網頁。

	檢驗項目名稱	檢驗代碼	檢驗時效	備註
異動前	Fubrinogen	L0802401(一般) L0802402(緊急)	24 小時	義大代檢
異動後		L0802401(一般) L0802402(緊急)	3 小時 1 小時	大昌醫院 自行檢驗

十一、新增血凝檢驗機台-Sysmex CS1600

說明：因應臨床業務、檢驗時效需求，除原有血凝檢驗機台(Sysmex CS1600)之外，新增一台同機型血凝檢驗機台，相關檢驗項目(PT、aPTT、D-dimer)的時效與生物參考區間皆不變，預計於 2025.07.01 開始啟用。