

義大醫療 醫學檢驗部/檢驗科 公告 (2026 年 10 月)

依據 2026 年 10 月部務中心會議決議公告之。

公告院區：■義大醫院 ■癌治療醫院 ■大昌醫院

一、新增檢驗項目「Lipoprotein(a)」

說明：因應心臟科之臨床需求，新增檢驗項目 Lipoprotein(a)，預計於 10 月 28 日起啟用，詳細檢驗資訊如下表。

檢驗項目	Lipoprotein(a)	院內醫令碼	L1216401
中文名稱	脂蛋白(a)	健保代碼	12164B
適用檢體別	血液	支付點數	275
建議採檢容器	SST 管(serum separator tubes)	檢驗操作方法	Immunoturbidmetry 法
檢體採集量	3 mL		
送檢方式	人工傳送 / 氣送		
收檢時間	24 小時	生物參考區間或 臨床決策值(單位)	生物參考區間 ≤ 30 mg/ dL
報告時效	8 天	採檢容器料號	M3110015
操作組別/分機	生化免疫組 / 2851	其他備註事項	
檢驗操作時間	每周一次		
採檢應注意事項	<ul style="list-style-type: none">● 同院區傳送條件: 全血採檢後 2 小時內室溫傳送至實驗室。● 不同院區傳送條件: 已分離之血清採檢後 24 小時內 2-8℃ 傳送至實驗室。		

臨床意義與用途：

Lipoprotein(a)是由一個低密度脂蛋白（LDL）分子與一個載脂蛋白(a)[Apo(a)]結合而成的複合物，Apo(a) 與纖溶酶原（plasminogen，纖溶酶的前驅物）具有高度的同源性，因此 Lipoprotein(a)可能會干擾血塊溶解，並可能像 LDL 一樣沉積在動脈壁上。雖然 Lipoprotein(a)在結構上與 LDL-C 相似，但血液中 Lipoprotein(a) 的濃度似乎不受與 LDL-C 相同的機制所調節。當 Lipoprotein(a)濃度過高時，無論 LDL-C 濃度為何，它都是導致動脈粥樣硬化和冠狀動脈心臟病發生的獨立重大風險因子。Lipoprotein(a)濃度與遺傳基因相關，無法通過飲食或生活方式的改變來控制。

資料來源：Alinity c Lp(a) Reagent Kit 試劑說明書

公告院區：□義大醫院 □癌治療醫院 ■大昌醫院

一、生化檢驗機台更新，不影響檢驗結果

說明：因生化機合約到期，原檢驗機型 Labspect 006 (廠牌 Hitachi)保持不變，生化檢驗機台進行舊換新異動，預計於 10 月 23 日起啟用，檢體類別、收送檢方式、檢驗時效與參考值皆保持不變。