

# 吸補力 昂帝博 吸入膠囊使用方式

## Inhalation Powder User Manual



### 吸入器使用方式



拔開帽蓋並完全打開吸入器

1  
開



將膠囊從鋁箔片取出，放置於吸入器中央凹槽內

2  
放



蓋上吸入器並聽到喀噠聲

3  
蓋



吸入器向上，將兩邊按鈕同時壓到底後放開即可刺破膠囊

4  
壓



快速但穩定吸氣(盡可能深深吸氣)，您會聽見呼呼的聲音，接著閉氣5-10秒

註1：可分為1-2次吸入，大多數人在吸1-2次時就能吸完  
註2：操作此步驟時請勿壓住兩側按鈕

5  
吸



打開吸入器，將空膠囊取出並丟棄

6  
丟

### 特點

- 聽** 在你使用吸入器時，膠囊會震動，您會聽見呼呼的聲音
- 嚐** 藥品吸入後，您會感覺嘴巴裡有甜味
- 看** 膠囊本身為半透明，可以清楚看到使用過的膠囊已無藥粉

# 吸補力 昂帝博 吸入膠囊使用方式

## Inhalation Powder User Manual

吸補力吸入膠囊 成分: 每顆膠囊含 50微克 glycopyrronium 適應症: 慢性阻塞性肺疾之維持治療  
 昂帝博吸入膠囊 成分: 每顆膠囊含110微克 Indacaterol 及 50微克 glycopyrronium 適應症: 慢性阻塞性肺疾之維持治療



### 如何正確安全地打開防潮包裝



從藥盒中拿出防潮包裝藥片

1  
拿



沿鋁箔分割線分開一個膠囊泡殼  
 註: 延分割線前後折一下更容易分開

2  
分



從“箭頭處”撕開背面的保護膜，露出膠囊

3  
撕



將膠囊由鋁箔中取出，放入吸入器使用

4  
取

### 包裝說明



每盒含一個吸入器及30顆吸入膠囊



### 長效型抗膽鹼吸入劑 (LAMA)

Once Daily 吸補力  
**seebri®**  
 glycopyrronium bromide inhalation powder



### 雙效支氣管擴張劑 (LABA/LAMA)

昂帝博 ONCE DAILY  
**ultibro®**  
 indacaterol maleate / glycopyrronium bromide  
 inhalation powder

