

醫學檢驗部公告 (2017年5月)

一、變更檢驗試劑與檢驗方法：Measles IgG、Mumps virus IgG

依據2017年4月20日醫檢品管會議決議執行之。

為增加特殊組檢驗自動化的一致性與減少手工操作差異，自5月起，陸續將檢驗項目 Measles IgG、Mumps virus IgG變更為自動上機，故須變更檢驗試劑與檢測方法，詳細內容請參閱醫學檢驗部檢驗細項網頁說明。

1. Measles IgG：自2017.05.15起變更

	檢驗代碼	檢驗項目	報告時效	檢驗原理	參考值/單位
變更前	L1407001	Measles IgG	5 天	FEIA	Negative : <0.50 Trace : 0.50~0.69 Positive : ≥0.70
變更後	L1407001	Measles IgG	5 天	ELISA	Negative : <0.9

2. Mumps virus IgG：自2017.06.01起變更

	檢驗代碼	檢驗項目	報告時效	檢驗原理	參考值/單位
變更前	L1400901	Mumps virus IgG (Mumps CF virus Ab)	10 天	ELISA	Negative : <0.8
變更後	L1400901	Mumps virus IgG (Mumps CF virus Ab)	10 天	ELISA	Negative : <0.9

二、義大大昌醫院檢驗科 5 月起提供輸血作業

依據臨床業務發展需求執行之。

- 為配合大昌醫院臨床業務需求，檢驗科自 5 月 1 日起設立血庫基本設備，檢驗科在上班時段(W1-W5: 8:00-24: 00P; W6: 8:00-16:00)可自行供應 packed RBC(PRBC)與 Fresh frozen plasma(FFP)，供血時效如下表，但困難檢體(存在不規則抗體)與特殊血品，仍需委由義大醫院血庫供應。

輸血類型	時效	說明
一般輸血	2 小時	3 天內已經先備血者
一般備輸血	3 小時	
緊急輸血	10 分鐘	1. 給予病患相同血型 PRBC 2. 在醫檢師僅一人時段且病患第一次輸血，給予 2U 的 O 型 PRB

- 在檢驗科非上班時段(大夜時段與星期六小夜之後至星期一早上八點)，若須進行緊急輸血，請重抽備血檢體送至義大醫院，由義大血庫直接提供血品。