

義大醫療 醫學檢驗部/檢驗科 公告 (2021年5月)

公告院區：■義大醫院 ■癌治療醫院 ■大昌醫院

一、新增 COVID-19 Ag test (新冠病毒抗原快篩)

說明：配合院方篩檢政策，故新增 COVID-19 Ag test。開單路徑、網頁採檢容器連結畫面及檢驗細項如下：

*病人入院前，先以抗原快篩試劑做初步篩檢，後續仍需執行 PCR 檢測，

以 PCR 確認結果為主。



The screenshot shows a software interface for laboratory order entry. On the left is a tree view of test categories, with '新冠病毒檢驗單' (COVID-19 Virus Test Order) selected. The main window displays the test name 'COVID-19 Ag test' and a table of sub-items.

COVID-19 Ag test, 健保價:652, 自費價:652, 報告時效1小時		
點選右鍵即可查詢單價 檢驗項目底色反黃色表示為外送項目		
COVID-19 Ag test	COVID-19基因檢測(一採)	COVID-19基因檢測(二採)
COVID-19基因檢測(三採)	COVID-19基因檢測(四採)	COVID-19基因檢測(自費)
COVID-19基因檢測(急件自費)	COVID-19基因檢測(員工)	新冠病毒一採套餐(含痰液、鼻



檢驗項目	COVID-19 Ag test	院內醫令碼	L1210203
中文名稱	新冠病毒抗原快篩	健保代碼	12102B
適用檢體別	鼻咽拭子	支付點數	共 652 點
建議採檢容器	快篩萃取管	檢驗操作方法	免疫色層分析法
檢體採集量	適度採取鼻咽分泌液或黏液		
送檢方式	人工傳送		
收檢時間	24 小時	參考值(單位)	Negative
報告時效	1 小時	採檢容器料號	快篩萃取管:請持醫令單至醫學檢驗部領取
操作組別/分機	義大醫院 一般檢驗組/2822 義大癌治療醫院 檢驗科/6284 義大大昌醫院 檢驗科/7216	其他備註事項	
檢驗操作時間	每天		
採檢應注意事項			
臨床意義與用途： 新冠病毒抗原快篩是一種診斷用的體外快速檢測方法，用於針對符合新冠肺炎臨床和／或流行病學標準的人，進行鼻咽拭子檢體的 SARS-CoV-2 抗原（Ag）定性檢測。病人若先以抗原快篩試劑做初步篩檢，後續仍需執行 PCR 檢測，以 PCR 確認結果為主。			